
# PH-209G 綠能酸鹼計說明書

## A. 規格:

電			路		單一大型微處理積體電路.
顯		示			液晶顯示器. 尺寸 40×28mm.
		<u> </u>			PH : 0. 00~14. 00PH.
範			崖		$mV:-1000 mV \sim 1000 mV$
				'	溫度:0~65℃.32~150°F.
輸	入	阻	抗		$10^{12}\Omega$ .
精	確		<u></u> 度		$PH:\pm(0.02PH+2d)$ . $mV:\pm(0.5\%+2d)$ .
溫	<u></u>		償		自動溫度補償.0~65℃.
	度	補			手動溫度調整.0~100℃.
校	正	調	整		PH4, PH7, PH10 三點校正溶液調整解析度.
資	料	鎖	定		顯示螢幕數值鎖定.
記	燱	呼	04		最大值. 最小值. 最後值.
電	源	嗣	機		自動省電關機及手動關機.
資	料	輸	出		RS-232 電腦連接介面.
過	載	顯	示		<i>""</i> .
エ	作习	澴 境	溫	度	0~50°C (32~122°F)
エ	作习	環 境	溼	度	相對溼度需低於 80%.
取	樣	時	間		1 秒.
電			源		請使用9伏特鹼性電池.
消	耗	功	率		約直流 4.5mA.
重			量		362 公克/0.8 磅.
外	觀	尺	寸		170×70×39mm.
標	準	附	件		操作說明書…1 本.
					PH 電極PE-01. RS-232 連接線UPCB-02.
					PH 電極PE-03. USB-01.
選	購	附	件		PH 校正液······PH-4. PH-7. 軟 體···SW-U801-WIN
					手提盒CA-06.
					自動補償感溫棒·····TP-07.

## B. 電氣規格:

測	量	範	韋	解	析	度	精	準	度
酸酸	负 值	0~14P	Ή		0.01F	PH	±(0.02PH	(+2d)	
亳	伏	0~100	0mV		1mV		$\pm (0.5\% + 2)$	Rd)	



#### C. 面版說明:

- 3-1 液晶顯示器.
- 3-2 電源開關.(功能跳出鍵)
- 3-3 鎖定鍵(功能/向上鍵/校正鍵)
- 3-4 記錄鍵.(執行/校正鍵)
- 3-5 向下鍵.(設定鍵)
- 3-6 温度棒插孔.
- 3-7 PH 電極 BNC 輸入插座.
- 3-8 支架./蓋開啟螺絲.
- 3-9 三腳架螺芽孔.
- 3-10 電池槽/蓋.
- 3-11 腳架.
- 3-12 RS-232 信號輸出插座.
- 3-13 電源選擇開關.
- 3-14 發電旋轉搖拔.

### D. 操作說明:

- 1. 綠能無電池時,電源選擇開關(3-13)切至 G,進行手搖發電 20 秒可持續 10 分鐘使用.
- 2. 電池裝妥後電源選擇開關(3-13)切至 B, 開機(圖 3-2).

#### 上偉通信資訊服務網 http://www.sunwe.com.tw

- 3. 將 PH 電極及溫度感溫棒插入(圖 3-7)(圖 3-6).
- 4. 先將 PH 電極及感溫棒(自動補償)放入 PH-7 校正液內.
- 5. 同時按下 HOLD/REC(圖 3-3. 圖 3-4)二按鍵, 顯示幕會連續變化視窗.

 1. 閃爍 CAL
 2. 7.00 cal 閃爍 cal
 3. 7.00 閃爍 cal
 4. END
 7.00

 進出校正
 調校正 7.00 或 4.00 值
 確定值
 結束
 測試

- 6. PH-4 或 PH-10 校正方法同上項操作.
- 7. 校正值修改必須在視窗 2條件下修改誤差值. 請選擇鍵▲(圖 3-3)或▼鍵(圖 3-5).
- 8. 完成校正程序後, 請以清水清洗 PH 電極.
- 9. 將 PH 電極放入被測溶液中. 輕微搖晃幾下. 等讀值穩定時. 即為被測液之 PH 值.
- 10. 手動溫度按設定鍵(圖 3-5)進出 noatc 調整設定被測體溫度(往上按鍵圖 3-3)(往下按鍵圖 3-5)
- 11. 使用後需將 PH 電極以清水洗淨, 再將保護蓋鎖上.
- 12. 先按(圖 3-4)REC 鍵再按一次叫出最大值, 最小值, 如未按 RECORD 鍵, 十分鐘後自動關機,
- 13. 當顯示器出現"□"符號時, 代表電池電力不足. 請更換新電池.
- 14. 如長時間不使用. 請將電池取下.

noAtc:設定手動測量溫度值.

°C / °F:溫度單位選擇.

OFF:表示主機選擇自動關機或手動關機.

Code: 廠內技術人員使用